




Audio Servicios

Soluciones Auditivas

"Una nueva forma de Oír el Mundo"



Portafolio

Audioservicios



Equipos de Calidad

Tecnología y Diseño.

La capacidad de oír es uno de nuestros sentidos más preciados y para nosotros es también el más fascinante, desde temprana edad, oír como manera de percibir el mundo tiene un profundo efecto en el desarrollo del lenguaje y nuestra capacidad de aprender y en la vejez, influye en la manera de como funciona nuestra memoria.

Muchos tipos de trastornos auditivos pueden curarse o tratarse si se detectan tempranamente.

AudioServicios proporciona soluciones innovadoras que simplifican el diagnóstico y el tratamiento de la pérdida auditiva.





amplivox





Soluciones de pruebas auditivas para todos

Durante más de 80 años, Amplivox ha sido especialistas probados en productos y servicios innovadores de salud audiológica y ocupacional. Nuestros productos combinan innovación, fiabilidad y facilidad de uso. Con sede en el corazón de Inglaterra, Amplivox continúa siendo un innovador en el diseño, fabricación, suministro y soporte de equipos y servicios audiológicos a nivel mundial.

Productos Amplivox

- Atención primaria.
- ENT.
- Departamentos de audiolología del hospital.
- Servicios de discapacidad sensorial.
- Acústico de audífonos.
- Organizaciones de atención médica ocupacional y de dispensación en el lugar de trabajo.

La misión de Amplivox es proporcionar a los profesionales de la salud del mundo productos de alta calidad para ayudarlos a brindar a todos la oportunidad de mejorar su calidad de vida.

A medida que continuamos desarrollándonos, apuntamos a obtener una visión a largo plazo basándonos en "Un mundo donde todos puedan disfrutar de la atención médica accesible".

MODELO 270+

El audiómetro de diagnóstico avanzado de dos canales



Presentamos el nuevo audiómetro de diagnóstico de 2 canales diseñado para todos los profesionales de la audición. Las especificaciones incluyen pruebas y soporte automatizados que ahorran tiempo, como un asistente de enmascaramiento, pruebas clínicas especiales y herramientas de asesoramiento.

El diseño elegante del modelo 270 + presenta un diseño de teclas programables que agiliza las rutinas de prueba.

Con una pantalla clara para mostrar el progreso actual de la prueba y luces que indican el lado del oído en uso y el canal de prueba, su paciente recibirá toda su atención.

Todos los resultados de las pruebas pueden almacenarse, imprimirse y transferirse fácilmente a sistemas de registros médicos electrónicos (EMR) como ampliSuite y NOAH 4.

ESPECIFICACIONES

Con una pantalla clara para mostrar el progreso actual de la prueba y anillos de luz que indican el oído de prueba.

- Audiometría de dos canales.
- Pruebas de aire y huesos automáticas y manuales (incluido enmascaramiento).
- Asistente de enmascaramiento.
- Prueba binaural del habla (en vivo y grabada).
- Pruebas especiales: ABLB, Stenger, SISI, Tone Decay, HLS y MHA.
- Software AmpliSuite incluido.
- Módulo de interfaz NOAH 4 incluido.

MODELO 270

Audiómetro de diagnóstico de 2 canales



El audiómetro de diagnóstico 270 es un audiómetro ideal de 2 canales. Con un diseño ergonómico y claro, se puede acceder a las características clave del audiómetro a través de teclas.

Al ofrecer el espectro completo de mediciones audiológicas, como conducción aérea y ósea, así como logo-audiometría, el dispositivo también permite mediciones de campo libre.

A pesar de la cantidad de funciones disponibles, muchos de nuestros clientes han comentado lo fácil que es aprender a usar el producto y lo fácil que es operarlo.

ESPECIFICACIONES

- Audiometría de 2 canales.
- Rango de frecuencia: 125 - 8000Hz.
- Rango de atenuación: -10 - 120dBHL.
- Conducción aérea y ósea, ULL / UCL.
- Pruebas de habla (en vivo y grabadas).
- Selección de tono: puro, pulsado, trino, continuo.
- Enmascaramiento de banda estrecha.
- Ensayos especiales: ABLB, Stenger, SISI.
- Función de retención de umbral (durante la prueba).
- Memoria interna, conexión a impresora térmica y / o PC.

Adaptación de audífonos

Adaptación de audífonos, el audiómetro de diagnóstico modelo 270 es la elección perfecta para cualquier dispensador de audífonos. El dispositivo es capaz de registrar y almacenar el umbral de audición regular para la conducción aérea y ósea, así como el umbral de sonoridad incómodo requerido para una adaptación exitosa del audífono.

Gestión de datos a su manera

Cuando se trata de administrar sus datos, usted decide. El instrumento contendrá registros que puede imprimir en una impresora térmica o transferir a una computadora. El 270 incluye nuestro ampliSuite gratuito.

MODELO 260

Diagnóstico compacto.



El audiómetro 260 presenta todo lo que necesita para identificar diferentes tipos de pérdida auditiva y se usa regularmente para colocar audífonos en todo el mundo.

El dispositivo incluye audiometría aérea, ósea y logo en un diseño compacto y liviano.

El audiómetro también incluye enmascaramiento y pruebas especiales junto con opciones fáciles de administración de datos.



ESPECIFICACIONES

- Rango de frecuencia: 125 - 8000Hz.
- Rango de atenuación: -10 - 120dBHL.
- Conducción aérea y ósea, ULL / UCL.
- Pruebas de habla (en vivo y grabadas).
- Selección de tono: puro, pulsado, trino, continuo.
- Enmascaramiento de banda estrecha.
- Función de retención de umbral (durante la prueba).
- Memoria interna, conexión a impresora térmica y /o PC.



La elección popular


El 260 se basa en el éxito del 240 para aquellos que requieren la capacidad de realizar pruebas de voz en una variedad de entornos. A pesar de su mayor funcionalidad, el 260 sigue siendo uno de los audiómetros de diagnóstico más fáciles de usar disponibles en el mercado en la actualidad.

Tipos de prueba especiales

La audiología no siempre es sencilla y, a veces, es necesario realizar pruebas adicionales para completar el examen. El 260 incluye la capacidad de realizar mediciones de UCL (ULL), así como la prueba especial de Stenger y ABLB.

MODELO 240

Todo lo que necesita, todo en uno



El audiómetro de diagnóstico modelo 240 es el instrumento ideal para uso portátil. Este audiómetro compacto y liviano ofrece audiometría aérea manual y automática, pruebas de conducción ósea y enmascaramiento para diagnosticar eficientemente los tipos de pérdida auditiva.

Este es el audiómetro de diagnóstico perfecto con todas las funciones que necesita para realizar pruebas tanto en el consultorio como fuera del mismo, con la función de batería opcional o conectado a una cabina audiométrica utilizando enchufes estándar.

ESPECIFICACIONES

- Rango de frecuencia: 125 - 8000Hz.
- Rango de atenuación: -10 - 120dBHL.
- Conducción aérea y ósea, ULL / UCL.
- Pruebas de habla (en vivo y grabadas).
- Selección de tono: puro, pulsado, trino, continuo.
- Enmascaramiento de banda estrecha.
- Función de retención de umbral (durante la prueba).
- Memoria interna, conexión a impresora térmica y/o PC.



La mejor decisión

Con su historial de confiabilidad comprobada, el 240 es el audiómetro elegido por audiólogos y distribuidores de audífonos en todo el mundo. El 240 es fácil de usar y requiere una formación mínima en su funcionamiento, lo que le permite concentrarse en el paciente.



PC850

Audiometría basada en PC



El audiómetro de diagnóstico modelo 240 es el instrumento ideal para uso portátil. Este audiómetro compacto y liviano ofrece audiometría aérea manual y automática, pruebas de conducción ósea y enmascaramiento para diagnosticar eficientemente los tipos de pérdida auditiva.

Este es el audiómetro de diagnóstico perfecto con todas las funciones que necesita para realizar pruebas tanto en el consultorio como fuera del mismo, con la función de batería opcional o conectado a una cabina audiométrica utilizando enchufes estándar.

ESPECIFICACIONES

- Rango de frecuencia: 250 - 8000Hz.
- Rango de atenuación: -10 - 100dBHL.
- Audiómetro híbrido (basado en PC y autónomo).
- Audiometría manual y automatizada, incl. Békésy y prueba de computadora.
- Selección de tono: puro.
- Función de avance de conversación integrada.
- Interfaz para las bases de datos OPAS y EOPAS, Cohort y Cority OH.



MODELO 170

El 170 es un audiómetro de detección rentable con funciones de prueba manuales y automáticas.



ESPECIFICACIONES

- Rango de frecuencia: 125 - 8000Hz.
- Rango de atenuación: -10 - 100dBHL.
- Audiometría de tono puro.
- Opción de tono de pulso manual.
- Diseño portátil y ligero.
- Función de avance de conversación integrada.
- Función de retención de umbral (durante la prueba).
- Memoria interna, conexión a impresora térmica y/o PC.
- Conectividad a muchos sistemas de registros médicos electrónicos (EMR).

El 170 es un audiómetro de detección rentable con funciones de prueba manuales y automáticas.

Para una gestión y evaluación de datos eficientes, los resultados se pueden transferir a una variedad de aplicaciones de PC

(por ejemplo, ampliSuite y Audibase).

Los resultados también se pueden imprimir a través de la impresora térmica.



MODELO 116

Con la función de batería opcional.



ESPECIFICACIONES

- Rango de frecuencia: 125 - 8000Hz.
- Rango de atenuación: -10 - 100dBHL.
- Funcionalidad 'plug and play'.
- Audiómetro de bolsillo.
- Audiometría de tono puro.
- Análisis de resultados de pruebas.
- Función de recuperación definida por el usuario.
- Identificación del personal 'en riesgo'.
- Interfaz con las bases de datos E-OPAS , Cohort y Cority OH.

El Modelo 116 es un audiómetro de detección manual portátil diseñado para una detección rápida y eficiente. Es utilizado por profesionales de atención primaria de todo el mundo.

Con la función de batería opcional y las Amplivox Audiocups, el Modelo 116 se puede utilizar en una variedad de entornos normalmente desafiantes.

Su simple funcionalidad que incluye la función de retención de umbral, permite al usuario almacenar rápidamente los resultados durante la prueba. Los resultados pueden transferirse a la PC o imprimirse.



Otowave 302+

Timpanómetro de sobremesa compacto



Timpanómetros

El timpanómetro Amplivox 302+ se centra en respaldar la gestión del tiempo, al tiempo que proporciona mediciones precisas del oído medio. Incluye una estructura de selección de seis perfiles personalizable para ahorrarle tiempo al cambiar la configuración de la prueba.

Tres son perfiles predeterminados para adultos, niños y recién nacidos, y otros tres son perfiles en blanco para ajustar personalmente.

ESPECIFICACIONES

- Gran pantalla digital.
- Tono de sonda 226Hz.
- Tono de sonda de 1 kHz con medidas de admitancia, susceptancia y conductancia (YBG).
- Medidas mostradas en tiempo real.
- Frecuencias reflejas ipsilaterales y contralaterales (0.5, 1, 2 y 4kHz).
- Prueba de reflejo de modo mejorado.
- Evaluación automática de aprobar / referir.
- Seis protocolos de prueba totalmente personalizables.
- Velocidades de medición seleccionables por el usuario.

Otowave 102-C

El primer Otowave con base de carga



Nuestro Otowave 102-C se basa en el éxito de ventas Amplivox Otowave 102. Ahora, incluso mejor, el Otowave 102-C agrega una base de carga y transferencia de datos para mejorar aún más los flujos de trabajo.

Con solo presionar 3 botones desde el inicio del Otowave 102-C hasta la realización de una prueba, este producto está listo para funcionar tan pronto como lo necesite.

Otowave 102-C se suministra con su propio software de gestión de datos (ampliSuite), así como módulos de conexión a los principales sistemas de registros médicos, incluidos NOAH y AuditBase.



ESPECIFICACIONES

- Base de carga con transferencia de datos a PC.
- Pantalla de progreso de LiveTymp.
- 4 frecuencias de prueba de reflejo ipsilateral
- Prueba de reflejo en modo de paso rápido.
- Evaluación automática de aprobar / referir.
- Protocolo de prueba totalmente personalizable.
- Base de datos interna.
- Incluye software AmpliSuite e integración NOAH.
- Ajustes de prueba configurables por el usuario.
- 6 opciones de idioma: inglés, español, portugués, francés, alemán e italiano.



Equipos Incluido

- Otowave 102-C.
- Base de carga.
- Caja de olivas.
- 4x cavidades de prueba.
- Puntas de sonda de repuesto.
- Estuche.
- Software para PC ampliSuite (independiente).
- Módulo de impedancia compatible con Noah.
- Cable USB.

Otowave 202y 202-H

Timpanómetro de diagnóstico portátil

Para uso portátil y de escritorio.



El Otowave 202 es el instrumento perfecto para ayudar a los audiólogos y dispensadores de audífonos a identificar los trastornos del oído medio, pero también para diferenciar los problemas auditivos conductivos y neurosensoriales en combinación con un audiograma.



ESPECIFICACIONES

- Diseñado para uso portátil y de escritorio.
- Funcionalidad de doble potencia.
- Tono de sonda 226Hz.
- Tono de sonda opcional de 1 kHz (opción 202-H) con medidas de admitancia, susceptancia y conductancia (YBG).
- Pantalla en vivo.
- Frecuencias reflejas ipsilaterales y contralaterales (0.5, 1, 2 y 4kHz).
- Prueba de reflejo de modo mejorado.
- Evaluación automática de aprobar / referir.

Niño Amigable

El Otowave 202 ofrece opciones de prueba especializadas para realizar pruebas rápidas. La configuración de la prueba se puede definir de acuerdo con los requisitos de su pequeño paciente. Con la función de verificación de sonda especializada desarrollada para canales auditivos pequeños, los usuarios experimentarán mejores ajustes de sonda, pruebas más rápidas y resultados más precisos; por lo tanto, mantener la repetición de pruebas al mínimo.





Otowave 102-1 y 102-4

Timpanómetro de mano.

Otowave 102 es fácil de sostener y muy intuitivo de operar. La timpanometría de detección lleva menos de 5 segundos con una función automática de pasar / referir. Esto hace que Otowave sea la elección perfecta para evaluar a los niños.

Las configuraciones de prueba avanzadas están disponibles para aquellos que requieren un análisis de resultados de prueba más detallado.

ESPECIFICACIONES

- Diseño portátil y de mano.
- Tono de sonda 226Hz.
- Pantalla en vivo.
- 1 o 4 frecuencias reflejas ipsolaterales (102-1 / 102-4).
- Prueba reflejo de modo mejorado (102- 4).
- Evaluación automática de aprobar / referir.
- Protocolo de prueba totalmente personalizable.
- Memoria interna, impresión inalámbrica a impresora térmica y conectividad a PC.





ACCESORIOS

“Una nueva forma de escuchar el mundo”



Auriculares y Audiocups



• Audiocups Amplivox



• Auriculares DD45



• Auriculares TDH39



• Auriculares A280



• Auriculares DD65 MedRx



• Auriculares de Inserción. IP30



• Auriculares de Inserción



• Auricular inserción Path Medical
• Código: 100970



• Auriculares DD45 sin carcasa.



• Auriculares TDH39 sin carcasa.



• Cojín para auricular



• Víncha para Auriculares



• Víncha Pediátrica para auriculares



• Auriculares para Logaudiometría

TIPS



- Tip para EOA
- Código: 100029



- Tip para EOA
- Código: 100030



- Tip para EOA Neonato
- Código: 100031_B



- Tip para EOA
- Código: 100063_O2



- Tip para EOA
- Código: 100032_B



- Tip para EOA y Tymp
- Código: 100064_O1



- Tip para EOA y Tymp
- Código: 100125_O1



- Tip para EOA y Tymp
- Código: 100144_O1



- Tip para EOA y Tymp
- Código: 100230_O1



- Tip para EOA y Tymp
- Código: 100838_3x



- Tip para EOA y TYMP
- Código: 100839




- Tip para EOA y Tymp
- Código: 100804_3x



- Tip para auricular de Inserción
- Código: 100898



- Tip para auricular de inserción
- Código: 100899



- Tip para auricular de inserción
- Código: 100900



- Tip para auricular de Inserción
- Código: 100906




- Tip De Oro Para Electrocochleografía
- Código: 100892




- Tips para TYMP Amplivox

Cables y Sondas



- Cable para Auricular de Inserción.



- Cable Auriculares TDH.



- Cable Auriculares vía Aérea.



- Cable transductor vía ósea



- Cable para Cabina

OTROS



- Maleta para Audiometro Amplivox



- Punta para sonda Path Medical



- Gooseneck



- Cargador Portatil USB



- Protectores para auriculares



- Pulsador Universal



- Videotoscopio MedRx



- Vibrador Óseo



- Microfono para Paciente



- Transductor vía Ósea



Audio Servicios

Soluciones Auditivas

"Una nueva forma de Oír el Mundo"

Quito

Av. 6 de Diciembre
N33-32 e Ignacio
Bossano - Quito
Edificio TORRE BOS-
SANO Of. 201

02 3825370 /
0980470298

info@audioservicios.ec

Quito - Ecuador

Guayaquil

Juan Rolando Coello,
entre Eugenio Alma-
zán y Alavedra

Cdla. Kennedy Norte
Mz 203 SL 21 - 23

04 5048457 /
0980470298

info@audioservicios.ec

Guayaquil - Ecuador

Cuenca

Av. Francisco Moscoso
1-24, entre Rigoberto
Vintimilla y

Miguel Cordero

Telf. 07 6023035

info@audioservicios.ec

Cuenca - Ecuador

